

## Telefongrenzen IMD Potsdam MVZ Stand: Dezember 2021

(Eine telefonische Durchsage erfolgt nur, wenn keine ähnlichen Vorbefunde vorliegen. Wenn der Service nicht mehr besetzt ist, erfolgt die Übermittlung durch den diensthabenden Arzt.)

|                                | SI-Einheit                  | Fax    | Telefonische Durchsage<br>Service Arzt | konvent.<br>Einheit | Fax     | Telefonische Durchsage<br>Service Arzt | Faktor<br>SI/konv. |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Klinische Chemie</b>        |                             |        |                                        |                     |         |                                        |                    |
| ALAT                           | μmol/l*s                    | > 10   | ≥ 16,7                                 | U/l                 | > 600   | ≥ 1.000                                | 60                 |
| Amylase, pankreatische         | μmol/l*s                    | > 3,3  | ≥ 16,7                                 | U/l                 | > 200   | > 1.000                                | 60                 |
| ASAT                           | μmol/l*s                    | > 10   | ≥ 16,7                                 | U/l                 | > 600   | ≥ 1.000                                | 60                 |
| Bilirubin, gesamtes            | μmol/l                      | > 50   |                                        | mg/dl               | > 2,92  |                                        | 0,0585             |
| Bilirubin, direktes            | μmol/l                      | > 15   |                                        | mg/dl               | > 0,88  |                                        | 0,0585             |
| Calcium                        | mmol/l                      | < 2,0  | < 1,8                                  | wie SI              | <-----  | <-----                                 |                    |
|                                |                             | > 3,0  | > 3,2                                  | wie SI              | <-----  | <-----                                 |                    |
| Chlorid                        | mmol/l                      | < 75   |                                        | wie SI              | <-----  |                                        |                    |
|                                | mmol/l                      | > 125  |                                        | wie SI              | <-----  |                                        |                    |
| Cholinesterase                 | μmol/l*s                    | < 30   |                                        | kU/l                | < 1,8   |                                        | 0,06               |
| Creatinkinase (CK)             | μmol/l*s                    | ≥ 16,7 | ≥ 16,7                                 | U/l                 |         | ≥ 1.000                                | 60                 |
| Creatinin                      | μmol/l                      | > 200  | > 500                                  | mg/dl               | > 2,26  | > 5,65                                 | 0,0113             |
| C-reaktives Protein (CRP)      | mg/l                        | > 100  | > 100                                  | wie SI              | <-----  | <-----                                 |                    |
| Digitoxin                      | nmol/l                      | > 39   | > 39                                   | wie SI              | <-----  |                                        |                    |
| GFR                            | ml/min x 1,73m <sup>2</sup> | < 15   | < 15                                   | wie SI              |         | < 15                                   |                    |
| Gamma-GT                       | μmol/l*s                    | ≥ 16,7 | ≥ 16,7                                 | U/l                 | ≥ 1.000 | ≥ 1.000                                | 60                 |
| Glukose (im Citrat/NaF-Plasma) | mmol/l                      | < 2,5  | < 2,5                                  | mg/dl               | < 45    | < 45                                   | 18,02              |
|                                | mmol/l                      | > 16   | > 25                                   | mg/dl               | > 290   | > 450                                  |                    |
| Harnsäure                      | μmol/l                      | > 700  |                                        | mg/dl               | > 11,8  |                                        | 0,0168             |
| Harnstoff                      | mmol/l                      | ≥ 36   |                                        | mg/dl               | ≥ 216   |                                        | 6,006              |
| Kalium                         | mmol/l                      | ≤ 3,0  | < 2,8                                  | wie SI              | <-----  | <-----                                 |                    |
|                                | mmol/l                      | ≥ 7,0  |                                        | wie SI              | <-----  | <-----                                 |                    |
| LDH                            | μmol/l*s                    | > 15   |                                        | U/l                 | > 900   |                                        | 60                 |
| Lipase                         | μmol/l*s                    | > 5    | > 15                                   | U/l                 | > 300   | > 900                                  | 60                 |
| Magnesium                      | mmol/l                      | < 0,4  | < 0,4                                  | mg/dl               |         | < 0,97                                 | 2,4313             |
|                                | mmol/l                      | > 5,0  | > 5,0                                  | mg/dl               |         | > 12,2                                 |                    |
| Natrium                        | mmol/l                      | < 130  | < 120                                  | wie SI              | <-----  |                                        |                    |
|                                | mmol/l                      | > 150  | ≥ 160                                  | wie SI              | <-----  |                                        |                    |
| Phosphatase, alk.              | μmol/l*s                    | > 7,5  |                                        | U/l                 | > 450   |                                        | 60                 |
| Phosphat                       | mmol/l                      | < 0,5  |                                        | mg/dl               | < 1,55  |                                        | 3,097              |
|                                | mmol/l                      | > 3,0  |                                        | mg/dl               | > 9,3   |                                        |                    |

## Telefongrenzen IMD Potsdam MVZ Stand: Dezember 2021

|                               | SI Einheit   | Fax                            | Telefonische Service | Durchsage Arzt | konvent. Einheit | Fax    | Telefonische Service | Durchsage Arzt                     | Faktor SI/konv. |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Immunologische Methode</b> |              |                                |                      |                |                  |        |                      |                                    |                 |
| Choriongonadotropin (HCG)     | U/l          | alle Werte bei Schwangerschaft |                      |                | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |
| CK-MB                         | µg/l         | alle erhöhten Werte            | > 7,2                |                | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |
| Myoglobin                     | µg/l         | alle erhöhten Werte            | > 230                |                | -                |        | > 13,1               | wenn der Service nicht mehr da ist |                 |
| Prolaktin                     | µg/l         | > 200                          |                      |                | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |
| Triiodthyronin, freies        | ng/l         | > 10,0                         |                      |                | wie SI           | <----- |                      |                                    |                 |
| Thyroxin, freies              | ng/l<br>ng/l | < 5,0<br>> 50                  |                      |                | wie SI           | <----- |                      |                                    |                 |
| Thyreotropin (TSH)            | mIU/l        | > 30                           |                      |                | wie SI           | <----- |                      |                                    |                 |
| hs-Troponin-I                 | ng/l         | alle Werte                     | alle erhöhten Werte  |                | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |
| <b>Gerinnung</b>              |              |                                |                      |                |                  |        |                      |                                    |                 |
| Quick                         | %            | < 14                           | < 14                 |                | wie SI           |        | <-----               | <-----                             |                 |
| aPTT                          | s            | > 75                           | > 75                 |                | wie SI           |        | <-----               | <-----                             |                 |
| Trombinzeit                   | s            | > 40                           | > 40                 |                | wie SI           |        | <-----               | <-----                             |                 |
| Fibrinogen                    | g/l          | < 0,8                          | < 0,8                |                | wie SI           |        | <-----               | <-----                             |                 |
| D-Dimer                       | mg/l         | alle Werte                     |                      | > 5,0          | wie SI           |        | <-----               | <-----                             |                 |
| <b>Blutbild</b>               |              |                                |                      |                |                  |        |                      |                                    |                 |
| Hämoglobin                    | mmol/l       | < 6,0                          | < 5,0                |                | g/dl             | < 9,67 | < 8,06               |                                    | 1,611           |
| Hämatokrit                    | l/l          | < 0,20                         | < 0,20               |                | %                | < 20   | < 20                 |                                    | 100             |
|                               | l/l          | > 0,60                         | > 0,60               |                | %                |        | > 60                 |                                    |                 |
| Leukozyten                    | Gpt/l        | < 2,5                          |                      | (< 2,5 *) TB   | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |
|                               | Gpt/l        | > 20                           |                      | (> 30,0 *) TB  |                  |        |                      |                                    |                 |
| Thrombozyten                  | Gpt/l        | < 60                           |                      | < 20           | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |
|                               | Gpt/l        | > 1.000                        |                      |                |                  |        |                      |                                    |                 |
| <b>Synovia</b>                |              |                                |                      |                |                  |        |                      |                                    |                 |
| Leukozyten                    | MPt/l        | > 50.000                       |                      | > 50.000       | wie SI           | <----- | <-----               | <-----                             |                 |

\*) bei kleinem Blutbild  
 TB: Textbaustein